

放射線機器一覽表

Imaging Capabilities						
		CT	MRI	NM	PET-CT	X-ray
画像提出媒体		原則CD-R等で提出 (※インターネットの場合院内決裁が必要なので要相談。ただしAG Mednetについてはすでに実施可能)				
画像のマスクング		IDと名前のみマスクング可能				
治験用台数		2	2	2	1	2
メーカー名/モデル名	①	Siemens / Definition AS+	Siemens / Avanto	Siemens / Symbia	Siemens / Biograph 16 HIREZ	FujiFilm / DR-XD100(Beneo)
	②	Siemens / Sensation 64	Philipse / Achieva	Siemens / Symbia	-	SHIMADZU / UD150B
ソフトウェア	①	Syngo System / VA40A	NUMARIS / SyngoMRB17	Syngo System / VA60A	Syngo System / VX70A	-
	②	Syngo System / VA40B	MR System Achieva / 2.6.3.6	Syngo System / VA60A	-	-
検出器	①	128列	-	-	-	-
	②	64列	-	-	-	-
磁界強度		-	①②ともに1.5T	-	-	-
画像のファイルフォーマット		DICOM	DICOM	DICOM	DICOM	-
撮影範囲		頸部～骨盤	頭、眼窩下～ 鎖骨上窩(胸～腹部)	-	-	-
スライス厚(Thickness)		通常は3mm (5mmも対応可)	7mm以下 (撮影フィルム枚数が決まっ ているため体格によって変動)	-	-	-
ギャップ(GAP)		無し	1.5mm以下	-	-	-
画像間隔(Spacing)		通常は3mm (5mmも対応可)	シーケンス毎に異なる	-	-	-
撮影シーケンス(acquisition sequence)		-	STIR, T2, T1(3D), DWI	-	-	-
撮影面(acquisition plan)		-	STIR-CoR, T2-Ax, 3d-T1- CoR(MPRでSog,AX), その他	-	-	-
規定のパラメータを用いての撮影		可	可	-	-	-
放射性核種(Radionuclide)		-	-	99mTc-HMDP	-	-
投与量(Dose injected)		-	-	740MBq	-	-
造影注入開始から撮影開始までの時間(delay time)		-	-	4時間	-	-
全身収集のスキャン速度		-	-	14cm/min	-	-
FDGの投与放射線量の範囲		-	-	-	(5)～9.9(mCi)	-
FDGの投与(放射線)量		-	-	-	固定用量(デリバリー-FDG)	-
画像保存通信システム(PACS)		導入	導入	導入	導入	導入
精度管理						
日常メンテナンス		実施	実施	実施	実施	実施
外部メンテナンス		4回/年に実施	4回/年に実施	2回/年に実施	4回/年に実施	2回/年に実施

改訂日:2013年6月

No.	項目	質問事項	回答
1	CT	施設に保管される画像のスライス厚/画像間隔は撮影時と同じ条件ですか？	同条件
2	CT	規定のパラメーターを用いてCT撮影が可能ですか？	可能
3	MRI	施設に保管される画像のスライス厚/ギャップは撮影時と同じ条件ですか？	同条件
4	MRI	規定のパラメーターを用いてCT撮影が可能ですか？	可能
5	PET	絶食時間はどのくらいですか？	5時間(インスリンも5時間前まで)
6	PET	水のみを飲むように指示していますか？	水又は茶を500mL
7	PET	血中グルコース濃度を機器を用いて測定していますか？	している(機器名:NIPRO フリースタイルメーター フリーダム)
8	PET		150mg/dL以下…支障なし
9	PET	糖尿病患者と判断する基準(血中Glu濃度)を教えてください。	151以上~200mg/dL未満…主治医の判断
10	PET		200mg/dLを超える…基本的に延期又は中止
11	PET	PET撮影前に患者に排尿するよう指示を出しますか。	排尿を促す
12	PET	PET撮影中は両手を挙上した体勢保持していますか？	基本は両手を下げた状態
13	PET	トレーサー投与後の待機時間はスクリーニング時の撮影の際の待機時間にあわせていますか？	特に考慮せず、IV後60分(-5~+10分)で撮影
14	PET	定期的にファントム試験を実施していますか？	1年に1度実施
15	PET	使用しているファントムの種類を教えてください	・プラスチックシリンダー(水、18FDG) ・ゲルマニウムシリンダー(68Ge)
16	PET	ファントム試験を規定された条件で実施可能ですか？	可能
17	全体	キャリブレーションの閲覧、または写しの提供は可能ですか	可能