

活動リスト
(2024年4月30日現在)

						作成者 (フレキシブルな 管理要員)	確認者 (品質管理者)	承認者 (検査室管理主体)
						柳田浩己 築瀬直穂美 早津かおり 田島桂子 大槻郁子 本望一昌	大槻郁子	土谷こずえ
大分類	中分類	小分類 (測定項目)	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
基幹項目								
1.尿・糞便等検査								
	D 0 0 0 尿中一般物質定性半定量検査							
		比重、pH、蛋白定性、グルコース、ウロビリノゲン、ウロビリン定性、ビリルビン、ケトン体、潜血反応、試験紙法による尿細菌検査（亜硝酸塩）、食塩、試験紙法による白血球検査（白血球エステラーゼ）、アルブミン	尿	クリニテックノーバス試薬カセットPRO12 エームス尿検査試験紙 N-マルティスティックSG-L エームス尿検査試験紙	SO-第2-00101 SO-第2-00102 SO-第2-00103 SO-第2-00104 SO-第2-00105 SO-第2-00106 SO-第2-00107 SO-第2-00108 SO-第2-00109 SO-第2-00110			
	D 0 0 1 尿中特殊物質定性定量検査							
		1 尿蛋白	尿	ピロガロールレッド法	SO-第1-00043			
		2 尿グルコース	尿	ヘキソキナーゼ・UV法	SO-第1-00018			
	D 0 0 2 尿沈渣（鏡検法）							
		尿沈渣（鏡検法）	尿	目視法	SO-第2-00112			
	D 0 0 3 糞便検査							
		7 糞便中ヘモグロビン	便	OC-ヘモディアオートIII‘栄研’	SO-第2-00124			
2 血液学的検査								
	D 0 0 5 血液形態・機能検査							
		2 網赤血球数	血液	レチックバック フルオロセルRET	SO-第2-00007 SO-第2-00008			
		3 末梢血液像（自動機械法）	血液	ライト・ギムザ染色	SO-第2-00006			
		4 好酸球数						
		5 末梢血液一般検査	血液 穿刺液	DxH800ダイリュエント セルライズ ディフバック クリーナー アクティーディフティナー セルバックDST セルバックDCL スルホライザ ライザセル フルオロセルWNR ライザセルWDF フルオロセルWDF ライザセルEWPC セルバックDFL フルオロセルPLT	SO-第2-00001 SO-第2-00002 SO-第2-00003 SO-第2-00004 SO-第2-00005			
		6 末梢血液像（鏡検法）	血液	ライト・ギムザ染色 アルカリフォスファターゼ染色	SO-第2-00009 SO-第2-00010			
		9 ヘモグロビンA1c（HbA1c）	血液	HPLC	SO-第2-00038			
	D 0 0 6 出血・凝固検査							
		2 プロトロンビン時間（PT）	血漿	レボヘムPT	SO-第2-00019	試薬変更	2024/4/26	

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		4 フィブリノゲン定量	血漿	トロンボチェックFib(L)	SO-第2-00021			
		7 活性化部分トロンボプラスチン時間（ＡＰＴＴ）	血漿	レボヘムAPTT SLA	SO-第2-00020	試薬変更	2024/4/26	
		1 1 フィブリン・フィブリノゲン分解産物（ＦＤＰ）定量	血漿	リアスオート・P-FDP	SO-第2-00022			
		1 7 Dダイマー	血漿	リアスオート・Dダイマーネオ	SO-第2-00027			
3 生化学的検査Ⅰ								
	D 0 0 7 血液化学検査							
		1 総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋白、アルブミン（ＢＣＰ改良法・ＢＣＧ法）、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）、コリンエステラーゼ（ＣｈＥ）、γ-グルタミルトランスフェラーゼ（γ-GＴ）、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウム、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ（ＬＤ）、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ（ＬＡＰ）、クレアチンキナーゼ（ＣＫ）、鉄（Ｆｅ）、不飽和鉄結合能（ＵＩＢＣ）（比色法）、総鉄結合能（ＴＩＢＣ）（比色法）						
		総ビリルビン	血清	酵素法	SO-第1-00001			
		直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン	血清	酵素法（δビリルビンを測らない）	SO-第1-00002			
		総蛋白	血清	ビウレット法	SO-第1-00003			
		アルブミン（ＢＣＰ改良法・ＢＣＧ法）	血清	BCP改良法	SO-第1-00004			
		尿素窒素	血清・尿	ウレアーゼ・UV法 アンモニア消去法	SO-第1-00005			
		クレアチニン	血清・尿	酵素法	SO-第1-00006			
		尿酸	血清・尿	ウリカーゼ・ベルオキシダーゼ法	SO-第1-00007			
		アルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）	血清	IFCC標準化対応法	SO-第1-00022			
		コリンエステラーゼ（ＣｈＥ）	血清	JSCC標準化対応法	SO-第1-00023			
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ（γ-GＴ）	血清	JSCC/IFCC標準化対応法	SO-第1-00024			
		中性脂肪	血清	酵素比色法（遊離グリセロール消去）	SO-第1-00014			
		ナトリウム及びクロール	血清・尿	日立：イオン選択電極法 希釈法	SO-第1-00008			
		カリウム	血清・尿	日立：イオン選択電極法 希釈法	SO-第1-00009			
		カルシウム	血清・尿	酵素法（シノテスト）	SO-第1-00010			
		マグネシウム	血清・尿	酵素法	SO-第1-00012			
		グルコース	血清・尿	ヘキソキナーゼ・UV法	SO-第1-00018			
		乳酸デヒドロゲナーゼ（ＬＤ）	血清	IFCC標準化対応法	SO-第1-00025			
		アミラーゼ	血清・尿	IFCC標準化対応法	SO-第1-00026			
		ロイシンアミノペプチダーゼ（ＬＡＰ）	血清	P-ニトロアニリド法	SO-第1-00048			
		クレアチンキナーゼ（CK）	血清	JSCC/IFCC標準化対応法	SO-第1-00027			
		鉄（Fe）	血清	直接比色法	SO-第1-00019			
		不飽和鉄結合能（UIBC）（比色法）	血清	残余鉄比色法	SO-第1-00020			
		3 HDL-コレステロール、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（ＡＳＴ）、アラニンアミノトランスフェラーゼ（ＡＬＴ）						
		HDL-コレステロール	血清	ミナリスメディカル（メタボリード）	SO-第1-00015			
		無機リン及びリン酸	血清・尿	酵素法	SO-第1-00011			
		総コレステロール	血清	コレステロール酸化酵素法	SO-第1-00013			
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（ＡＳＴ）	血清	JSCC標準化対応法	SO-第1-00028			
		アラニンアミノトランスフェラーゼ（ＡＬＴ）	血清	JSCC標準化対応法	SO-第1-00029			
		4 LDL-コレステロール	血清	選択的可溶化法（直接法）	SO-第1-00016			

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		蛋白分画	血清	キャピラリー電気泳動法	SO-第1-00044			
		蛋白分画	尿	アガロースゲル電気泳動法	SO-第1-00180			
		1 6 アンモニア	血漿	酵素法（N A D S ・ G 6 P - D H 系）	SO-第1-00021			
		1 7 グリコアルブミン	血清	酵素法、BCP法	SO-第1-00017			
		3 6 血液ガス分析	血液	電位差測定法、電流測定法	SO-第1-00031			
5 免疫学的検査								
	D 0 1 1 免疫血液学的検査							
		A B O 血液型	血液	カラム凝集法、試験管法	SO-輸血-00001、 SO-輸血-00002			
		R h （D）血液型	血液	カラム凝集法、試験管法	SO-輸血-00001、 SO-輸血-00002			
		C o o m b s 試験（イ 直接、ロ 間接）	血清・血液	カラム凝集法、試験管法	SO-輸血-00010 SO-第1-00045			
	D 0 1 2 感染症免疫学的検査							
		1 梅毒血清反応（S T S）定性、 抗streptリジンO（A S O）定量						
		梅毒血清反応（S T S）定性	血清	カード法	SO-第1-00042			
		抗streptリジンO（A S O）定量	血清	免疫比濁法	SO-第1-00038			
		4 梅毒トレポネーマ抗体定性						
		1 3 H T L V - I 抗体定性						
		1 6 H I V - 1， 2 抗原・抗体同時測定定性	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SO-第1-00091			
	D 0 1 3 肝炎ウイルス関連検査							
		3 H B s 抗原、H B s 抗体						
		H B s 抗原	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SO-第1-00039			
		H B s 抗体	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SO-第1-00040			
		5 H C V 抗体定性・定量	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SO-第1-00041			
	D 0 1 4 自己抗体検査							
		2 リウマトイド因子（R F）定量	血清	ラテックス凝集法	SO-第1-00037			
	D 0 1 5 血漿蛋白免疫学的検査							
		1 C 反応性蛋白（C R P）	血清	ラテックス凝集法	SO-第1-00030			
		4 免疫グロブリン						
		IgG	血清・尿	免疫比濁法	SO-第1-00032			
		IgA	血清	免疫比濁法	SO-第1-00033			
		IgM	血清	免疫比濁法	SO-第1-00034			
		8 C 3、C 4						
		C3	血清	免疫比濁法	SO-第1-00035			
		C4	血清	免疫比濁法	SO-第1-00036			
6 微生物学的検査								
	D 0 1 7 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査							
		1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの	喀痰 穿刺液	蛍光法	SO-第4-00004			
		3 その他のもの	尿 喀痰	フェイバーG「ニッスイ」	SO-第4-00001			
	D 0 1 8 細菌培養同定検査							
		1 口腔、気道又は呼吸器からの検体	喀痰 経気管吸引物 気管支洗浄液	トリ・ソイ血液寒天（ヒツジ）NO.2 TWINプレート6（TSA+HPチョコ） MALDI Biotyper	SO-第4-00002	培地の変更	2024.4.1	
		2 消化管からの検体	穿刺液 分泌液 便	トリ・ソイ血液寒天（ヒツジ）NO.2 TWINプレート6（TSA+HPチョコ）MALDI Biotyper	SO-第4-00002	培地の変更	2024.4.1	

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		3 血液又は穿刺液	穿刺液 分泌液	トリ・ソイ血液寒天（ヒツジ）NO.2 TWINプレート6（TSA+HPチョコ） MALDI Biotyper	SO-第4-00002	培地の変更	2024.4.1	
		4 泌尿器又は生殖器からの検体	尿 分泌液	トリ・ソイ血液寒天（ヒツジ）NO.2 TWINプレート6（TSA+HPチョコ） MALDI Biotyper	SO-第4-00002	培地の変更	2024.4.1	
		5 その他の部位からの検体	穿刺液 分泌液	トリ・ソイ血液寒天（ヒツジ）NO.2 TWINプレート6（TSA+HPチョコ） MALDI Biotyper	SO-第4-00002	培地の変更	2024.4.1	
		6 簡易培養						
		嫌気性培養	穿刺液 分泌液	ブルセラHK寒天培地 アネロバウチケンキ	SO-第4-00002			
	D 0 1 9 細菌薬剤感受性検査							
		細菌薬剤感受性検査	尿 喀痰 穿刺液 分泌液 血液	BD Phoenix™M50	SO-第4-00032 SO-第4-00033			
		4 薬剤耐性菌検出	尿 喀痰 穿刺液 分泌液 血液	BD Phoenix™M50	SO-第4-00032 SO-第4-00033			
		5 抗菌薬併用効果スクリーニング						
	D 0 2 0 抗酸菌分離培養検査							
		1 抗酸菌分離培養（液体培地法）						
		2 抗酸菌分離培養（それ以外のもの）	喀痰 経気管吸引物 気管支洗浄液	2%小川培地 MALDI Biotyper	SO-第4-00005			
非基幹項目								
11 尿・糞便等検査								
	D 0 0 1 尿中特殊物質定性定量検査							
		2 VMA定性（尿）						
		3 尿浸透圧	尿	氷点降下法	SO-第2-00117			
		4 ボルフィリン症スクリーニングテスト（尿）						
		5 N－アセチルグルコサミニダーゼ（NAG）（尿）	尿	酵素法	SO-第1-00125			
		6 アルブミン定性（尿）						
		7 黄体形成ホルモン（LH）定性（尿）、 フィブリン・フィブリノゲン分解産物（FDP）（尿）						
		8 アルブミン定量（尿）	尿	免疫比濁法	SO-第1-00124			
		9 トランスフェリン（尿）						
		10 ウロボルフィリン（尿）、トリプシノーゲン2（尿）						
		11 δアミノレブリン酸（δ-ALA）（尿）						
		12 ポリアミン（尿）						
		13 ミオイノシトール（尿）						
		14 コプロボルフィリン（尿）						
		15 IV型コラーゲン（尿）						
		16 総ヨウ素（尿）						
		17 ボルフォビリノゲン（尿）						
		18 シュウ酸（尿）						
		19 好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン（NGAL）（尿）	尿	化学発光免疫測定法（CLIA法）	SO-第1-00186			
	D 0 0 2－2 尿沈渣 （フローサイトメトリー法）							
		尿沈渣（フローサイトメトリー法）						
	D 0 0 3 糞便検査							

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		1 虫卵検出（集卵法）（糞便）、ウロビリリン（糞便）	便	遠心沈殿法 浮遊法	SO-第2-00126			
		2 糞便塗抹顕微鏡検査（虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。）	便	直接塗抹法 ズダンⅢ染色	SO-第2-00125 SO-第2-00127			
		3 虫体検出（糞便）						
		4 糞便中脂質						
		5 糞便中ヘモグロビン定性						
		6 虫卵培養（糞便）						
		8 糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量						
		9 カルプロテクチン（糞便）						
	D 0 0 4 穿刺液・採取液検査							
		1 ヒューナー検査						
		2 関節液検査						
		3 胃液又は十二指腸液一般検査						
		4 髄液一般検査	髄液	ARワコー マイクロTP-AR サムソン液 セルバックDST セルバックDCL スルホライザ ライザセル フルオロセルWNR ライザセルWDF フルオロセルWDF ライザセルEWPC セルバックDFL フルオロセルPLT	SO-第1-00043 SO-第2-00132 SO-第2-00140 SO-第2-00141			
		5 精液一般検査						
		6 頸管粘液一般検査						
		7 顆粒球エラスターゼ定性（子宮頸管粘液）、I g E 定性（涙液）						
		8 顆粒球エラスターゼ（子宮頸管粘液）						
		9 マイクロバブルテスト						
		1 0 I g G インデックス						
		1 1 オリゴクロールバンド						
		1 2 ミエリン塩基性蛋白（M B P）（髄液）						
		1 3 タウ蛋白（髄液）						
		1 4 リン酸化タウ蛋白（髄液）						
		1 5 髄液蛋白免疫学的検査 区分番号D 0 1 5に掲げる 血漿蛋白免疫学的検査の例により算定した点数						
		1 6 髄液塗抹染色標本検査 区分番号D 0 1 7に掲げる 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査の例により算定した点数						
		1 7 その他	髄液 胸水 腹水 その他の体腔液	チュルク氏液 サムソン液 pH試験紙 クレゾールレッド pH試験紙 メチルレッド pH試験紙 チモールブルー ライト・ギムザ染色	SO-第2-00135 SO-第2-00136 SO-第2-00138			
12 血液学的検査								
	D 0 0 5 血液形態・機能検査							
		1 赤血球沈降速度（E S R）	血液	ウェスターグレン変法（レート法）	SO-第2-00037			

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		3 血液浸透圧 好酸球（鼻汁・喀痰）	血清・血漿 その他	氷点降下法 ライト・ギムザ染色	SO-第2-00117 SO-第2-00045			
		7 血中微生物検査、DNA含有赤血球計数検査						
		8 赤血球抵抗試験	血液	サンフォード法	SO-第2-00040			
		10 自己溶血試験 血液粘稠度	血液	HAM試験 SW試験 ヘス式粘稠度計	SO-第2-00043 SO-第2-00044 SO-第1-00139			
		11 ヘモグロビンF（HbF）	血液	HPLC	SO-第2-00039			
		12 デオキシチミジンキナーゼ（TK）活性						
		13 ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ（TdT）						
		14 骨髄像	その他	ライト・ギムザ染色 チュルク氏液 ペルオキシダーゼ染色 PAS染色 ズダンブラックB染色 エステラーゼ染色 酸性フォスファターゼ染色 鉄染色	SO-第2-00011 SO-第2-00013 SO-第2-00014 SO-第2-00015 SO-第2-00016 SO-第2-00017 SO-第2-00018			
		15 造血器腫瘍細胞抗原検査（一連につき）						
	D006 出血・凝固検査							
		1 出血時間	血液	Duke法	SO-採血-00002			
		3 血餅収縮能、毛細血管抵抗試験						
		4 フィブリノゲン半定量、クリオフィブリノゲン						
		5 トロンビン時間						
		6 蛇毒試験、トロンボエラストグラフ、ヘパリン抵抗試験						
		8 血小板凝集能	血漿	レボヘムADP レボヘム コラーゲン レボヘム リストセチン	SO-第2-00041	試薬変更 測定装置変更	2024/4/17	
		9 血小板粘着能						
		10 アンチトロンビン活性	血漿	レボヘム AT	SO-第2-00023	試薬変更	2024/4/26	
		11 フィブリン・フィブリノゲン分解産物（FDP）定性、 フィブリン・フィブリノゲン分解産物（FDP）半定量、 プラスミン、プラスミン活性、α1-アンチトリプシン						
		12 フィブリンモノマー複合体定性						
		13 プラスミノゲン活性、プラスミノゲン抗原、 凝固因子インヒター定性（クロスミキシング試験）						
		プラスミノゲン活性	血漿	レボヘム プラスミノーゲン	SO-第2-00024	試薬変更	2024/4/26	
		凝固因子インヒター定性（クロスミキシング試験）	血漿	レボヘム PT レボヘム APTT SLA	SO-第2-00033			
		14 Dダイマー定性						
		15 プラスミンインヒター（アンチプラスミン）	血漿	レボヘム α2-アンチプラスミン	SO-第2-00026	試薬変更	2024/4/26	
		16 von Willebrand 因子（VWF）活性						
		18 α2-マクログロブリン						
		19 PIVKA-II						
		20 凝固因子インヒター	血漿	トロンボチェックFactorVIII トロンボチェックFactorIX トロンボチェックFactorV レボヘム PT レボヘム APTT SLA	SO-第2-00035	試薬変更	2024/4/26	
		21 von Willebrand 因子（VWF）抗原						
		22 プラスミン・プラスミンインヒター複合体（PIC）	血漿	HISCL PIC試薬	SO-第2-00031			
		23 プロテインS抗原						

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		2 4 プロテインS 活性						
		2 5-トロンビン・アンチトロンビン複合体（T A T）	血漿	HISCL TAT試薬	SO-第2-00032			
		2 6 血小板第4 因子（P F 4）						
		2 7 プロトロンビンフラグメントF 1 + 2						
		2 8 トロンボモジュリン						
		2 9 フィブリンモノマー複合体	血漿	ナノピア®・SF	SO-第2-00028			
		3 0 凝固因子（第Ⅴ因子、第Ⅶ因子、第Ⅷ因子、第Ⅸ因子）	血漿	トロンボチェックFactorⅤ FactorⅦ トロンボチェックFactorⅧ トロンボチェックFactorⅨ レボヘム PT レボヘム APTT SLA	SO-第2-00054 SO-第2-00055 SO-第2-00056 SO-第2-00057	試薬変更	2024/4/26	
		3 1 プロテインC 抗原						
		3 2 プロテインC 活性	血漿	レボヘム プロテインC	SO-第2-00025	試薬変更	2024/4/26	
		3 3 t P A ・ P A I - 1 複合体						
		3 4 A D A M T S13活性						
		3 5 A D A M T S13インヒビター						
		D 0 0 6 - 2 1 血液粘弾性検査（一連につき）						
13 生化学的検査Ⅰ								
	D 0 0 7 血液化学検査							
		1 クレアチン、アルドラーゼ、遊離コレステロール、 血中ケトン体・糖・ クロール検査（試験紙法・アンブル法・固定化酵素電極によるもの）						
		2 リン脂質						
		5 銅（C u）						
		6 リパーゼ	血清	DGGMR法	SO-第1-00049			
		7 イオン化カルシウム	血清	電極法	SO-第1-00031			
		8 マンガン（M n）						
		9 ケトン体						
		1 0 アポリポ蛋白						
		1 1 アデノシンデアミナーゼ（A D A）						
		1 2 グアナーゼ						
		1 3 胆汁酸	血清	酵素サイクリング法	SO-第1-00050			
		1 4 A L Pアイソザイム、アミラーゼアイソザイム、 γ-G Tアイソザイム、L Dアイソザイム、重炭酸塩						
		A L Pアイソザイム	血清	アガロースゲル電気泳動法	SO-第1-00166			
		アミラーゼアイソザイム	血清	アガロースゲル電気泳動法	SO-第1-00167			
		L Dアイソザイム	血清	アガロースゲル電気泳動法	SO-第1-00168			
		1 5 リポ蛋白分画						
		1 7 C Kアイソザイム	血清	アガロースゲル電気泳動法	SO-第1-00169			
		1 8 コレステロール分画						
		1 9 ケトン体分画、遊離脂肪酸						
		2 0 レシチン・コレステロール・アシルトランスフェラーゼ（L - C A T）						
		2 1 グルコース- 6 -リン酸デヒドロゲナーゼ（G - 6 - P D）、 リポ蛋白分画（P A Gディスク電気泳動法）、 1, 5 -アンヒドロ-D -グルシトール（1, 5 A G）、グリコール酸						
		2 2 C K - M B（蛋白量測定）						
		2 3 L Dアイソザイム1 型、総カルニチン、遊離カルニチン						
		2 4 A L Pアイソザイム及び骨型アルカリホスファターゼ（B A P）						

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		2 5 フェリチン定量	血清	ラテックス凝集法	SO-第1-00075			
		2 6 リボ蛋白（a）						
		2 7 エタノール	血清	酵素法	SO-第1-00051			
		2 8 K L－6	血清	化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法）	SO-第1-00116			
		2 9 心筋トロポニンI、 心筋トロポニンT（T n T）定性・定量、アルミニウム（A I）						
		心筋トロポニンT（T n T）定性	全血	免疫クロマトグラフィー法	SO-第1-00175			
		心筋トロポニンT（T n T）定量	血清	電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	SO-第1-00101			
		3 0 シスタチンC						
		3 1 25－ヒドロキシビタミン						
		3 2 ペントシジン						
		3 3 イヌリン						
		3 4 リボ蛋白分画（H P L C法）						
		3 5 肺サーファクタント蛋白－A（S P－A）	血清	ラテックス凝集法	SO-第1-00194	新規採用	2024/3/21	
		3 6-IV型コラーゲン、ミオグロビン定性、ミオグロビン定量、 心臓由来脂肪酸結合蛋白（H－F A B P）定性、 心臓由来脂肪酸結合蛋白（H－F A B P）定量、 アルブミン非結合型ビリルビン						
		ミオグロビン定性	尿	ブロンドハイム塩析法	SO-第2-00115			
		アルブミン非結合型ビリルビン	血漿	酵素法	SO-第1-00137			
		3 7 亜鉛（Z n）	血清	比色法	SO-第1-00061			
		3 8 アンギオテンシンI 転換酵素（A C E）、ビタミンB12						
		アンギオテンシンI 転換酵素（A C E）	血清	比色法	SO-第1-00062			
		ビタミンB12	血清	電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	SO-第1-00102			
		3 9 セレン						
		4 0 IV型コラーゲン・7 S						
		4 1 葉酸	血清	電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	SO-第1-00103			
		4 2 腔分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型（I G F B P－1）定性						
		4 3 ヒアルロン酸、レムナント様リボ蛋白コレステロール（R L P－C）						
		4 4 A L Pアイソザイム（P A G電気泳動法）						
		4 5 心室筋ミオシン軽鎖 I						
		4 6 アセトアミノフェン						
		4 7 トリプシン						
		4 8 M a c－2 結合蛋白糖鎖修飾異性体	血清	化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法）	SO-第1-00135			
		4 9 ホスフォリパーゼA 2（P L A 2）						
		5 0 赤血球コプロポルフィリン						
		5 1 リボ蛋白リパーゼ（L P L）						
		5 2 肝細胞増殖因子（H G F）						
		5 3 ビタミンB 1						
		5 4 ビタミンB 2						
		5 5 2，5－オリゴアデニル酸合成酵素活性						
		5 6 赤血球プロトポルフィリン						
		5 7 ロイシンリッチα 2グリコプロテイン	血清	ラテックス凝集反応	SO-第1-00185			
		5 8 プロカルシトニン（P C T）定量	血清	電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	SO-第1-00102			
		5 9 プレセプシン定量						
		6 0 ビタミンC						
		6 1 インフリキシマブ定性	血清	イムノクロマト法	SO-第1-00174			

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		6 2 1, 2 5－ジヒドロキシビタミンD						
		6 3 血管内皮増殖因子（V E G F）						
		6 4 F G F 2 3						
14 生化学的検査II								
	D 0 0 8 内分泌学的検査							
		1 ヒト絨毛性ゴナドトロピン（H C G）定性	尿	ゲステートR ST- II	SO-第2-00116			
		2 11－ハイドロキシコルチコステロイド（11－O H C S）						
		3 ホモバニリン酸（H V A）						
		4 バニールマンデル酸（V M A）						
		5 5－ハイドロキシインドール酢酸（5－H I A A）						
		6 プロラクチン（P R L）	血清	電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	SO-第1-00104			
		7 トリヨードサイロニン（T 3）						
		8 レニン活性						
		9 甲状腺刺激ホルモン（T S H）	血清	酵素免疫測定法（EIA法）	SO-第1-00077			
		1 0 インスリン（I R I）	血清	酵素免疫測定法（EIA法）	SO-第1-00083			
		1 1 レニン定量						
		1 2 サイロキシシン（T 4）						
		1 3 成長ホルモン（G H）、卵胞刺激ホルモン（F S H）、 C－ペプチド（C P R）、黄体形成ホルモン（L H）						
		成長ホルモン（G H）	血清	酵素免疫測定法（EIA法）	SO-第1-00084			
		卵胞刺激ホルモン（F S H）	血清	酵素免疫測定法（EIA法）	SO-第1-00085			
		C－ペプチド（C P R）	血清・尿	酵素免疫測定法（EIA法）	SO-第1-00082			
		黄体形成ホルモン（L H）	血清	酵素免疫測定法（EIA法）	SO-第1-00086			
		1 4 テストステロン						
		1 5 遊離サイロキシシン（F T 4）、 遊離トリヨードサイロニン（F T 3）、コルチゾール						
		遊離サイロキシシン（F T 4）	血清	酵素免疫測定法（EIA法）	SO-第1-00081			
		遊離トリヨードサイロニン（F T 3）	血清	酵素免疫測定法（EIA法）	SO-第1-00080			
		コルチゾール	血清	電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	SO-第1-00177			
		1 9 ヒト絨毛性ゴナドトロピン－βサブユニット（H C G－β）						
		2 0 脳性N a利尿ペプチド*（B N P）	血漿	酵素免疫測定法（EIA法）	SO-第1-00087			
		2 1 ヒト絨毛性ゴナドトロピン（H C G）定量	血清	酵素免疫測定法（EIA法）	SO-第1-00076			
		2 2 脳性N a利尿ペプチド前駆体N端フラグメント（N T－p r o B N P）	血清	電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	SO-第1-00107			
		2 3 サイロキシシン結合能（T B C）						
		2 4 プロゲステロン	血清	電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	SO-第1-00105			
		2 5 グルカゴン						
		2 6 低カルボキシル化オステオカルシン（u c O C）						
		2 7 I型コラーゲン架橋N－テロペプチド（N T X）、 酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ（T R A C P－5 b）						
		2 8 オステオカルシン（O C）						
		2 9 遊離テストステロン						
		3 0 骨型アルカリホスファターゼ（B A P）						
		3 1 インタクトI型プロコラーゲン－N－プロペプチド （I n t a c t P I N P）						
		3 2 I型プロコラーゲン－N－プロペプチド（P I N P）						
		3 3 低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン（H C G）半定量、 副甲状腺ホルモン（P T H）、カテコールアミン分画						

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		3 4 I型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体（β-CTX）（尿）、 デヒドロエピアンドロステロン硫酸抱合体（DHEA-S）						
		3 5 セクレチン、 I型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体（β-CTX）、 サイクリックAMP（cAMP）						
		3 6 エストラジオール（E2）	血清	電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	SO-第1-00106			
		3 7 エストリオール（E3）、エストロゲン半定量、 エストロゲン定量、 副甲状腺ホルモン関連蛋白C端フラグメント（C-PTHrP）						
		3 8 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）	血漿	電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	SO-第1-00176			
		3 9 デオキシビリジノリン（DPD）（尿）						
		4 0 17-ケートジェニックスステロイド（17-KGS）						
		4 1 エリスロポエチン						
		4 2 ソマトメジンC						
		4 3 17-ケトステロイド分画（17-KS分画）、 17α-ヒドロキシprogテストロン（17α-OHP）、 抗IA-2抗体、プレグナンジオール						
		4 4 メタネフリン						
		4 5 17-ケートジェニックスステロイド分画（17-KGS分画）、 メタネフリン・ノルメタネフリン分画						
		4 6 心房性Na利尿ペプチド（ANP）						
		4 7 抗利尿ホルモン（ADH）						
		4 8 プレグナントリオール						
		4 9 ノルメタネフリン						
		5 0 インスリン様成長因子結合蛋白3型（IGFBP-3）						
		5 1 遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画						
		5 2 抗ミューラー管ホルモン（AMH）						
		5 3 レプチン						
	D009 腫瘍マーカー							
		1 尿中BTA						
		2 癌胎児性抗原（CEA）	血清	化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法）	SO-第1-00117			
		3 α-フェトプロテイン（AFP）	血清	電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	SO-第1-00108			
		4 扁平上皮癌関連抗原（SCC抗原）	血清	化学発光免疫測定法（CLIA法）	SO-第1-00089			
		5 組織ポリペプチド抗原（TPA）						
		6 CA15-3	血清	化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法）	SO-第1-00119			
		7 DUPAN-2						
		8 エラスターゼ1						
		9 前立腺特異抗原（PSA）、CA19-9						
		前立腺特異抗原（PSA）	血清	電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	SO-第1-00110			
		CA19-9	血清	化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法）	SO-第1-00118			
		10-P1VKA-II定量	血清	化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法）	SO-第1-00120			
		11 CA125	血清	電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	SO-第1-00109			
		12 神経特異エノラーゼ（NSE）	血清	電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	SO-第1-00112			
		13 核マトリックスプロテイン22（NMP22）定量（尿）、 核マトリックスプロテイン22（NMP22）定性（尿）						
		14 SPan-1、シアリルLex-i抗原（SLX）						
		15 CA72-4	血清	電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	SO-第1-00111			
		16 遊離型PSA比（PSAF/T比）	血清	電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	SO-第1-00114			
		17 サイトケラチン19フラグメント（シフラ）	血清	電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	SO-第1-00113			

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		1 8 サイトケラチン8・18（尿）、シアリルL ex抗原（C S L E X）						
		1 9 抗 p53抗体						
		2 0 I 型コラーゲン－C－テロペプチド（I C T P）						
		2 1 ガストリン放出ペプチド前駆体（P r o G R P）	血漿	化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法）	SO-第1-00122			
		2 2 C A54／61、癌関連ガラクトース転移酵素（G A T）						
		2 3 C A602、α－フェトプロテインレクチン分画（A F P－L 3％）、組織因子経路インヒター2（T F P I 2）						
		2 4 γ－セミノプロテイン（γ－S m）						
		2 5 ヒト精巣上体蛋白4（H E 4）						
		2 6 可溶性メンテリン関連ペプチド						
		2 7 プロステートヘルスインデックス（phi）						
		2 8 癌胎児性抗原（C E A）定性（乳頭分泌液）、癌胎児性抗原（C E A）半定量（乳頭分泌液）						
		2 9 H E R 2 蛋白						
		3 0 可溶性インターロイキン－2レセプター（s I L－2 R）						
	D 0 1 0 特殊分析							
		1 糖分析（尿）						
		2 結石分析						
		3 チロシン						
		4 アミノ酸						
		5 総分岐鎖アミノ酸／チロシンモル比（B T R）	血清	酵素法	SO-第1-00063			
		6 アミノ酸定性						
		7 脂肪酸分画						
		8 先天性代謝異常症検査（尿中有機酸分析、血中極長鎖脂肪酸、タンデムマス分析、その他）						
15 免疫学的検査								
	D 0 1 1 免疫血液学的検査							
		3 Rh（その他の因子）血液型	血液	試験管法	SO-輸血-00004			
		4 不規則抗体	血液	カラム凝集法	SO-輸血-00007			
		5 A B O血液型関連糖転移酵素活性	血液	試験管法	SO-輸血-00006			
		6 血小板関連 I g G（P A－I g G）						
		7 A B O血液型亜型	血液	試験管法	SO-輸血-00005			
		8 抗血小板抗体						
		9 血小板第4因子－ヘパリン複合体抗体（I g G抗体）						
		1 0 血小板第4因子－ヘパリン複合体抗体（I g G、I g M及びI g A抗体）						
	D 0 1 2 感染症免疫学的検査							
		1 抗streptリジンO（A S O）定性、抗streptリジンO（A S O）半定量						
		2 トキソプラズマ抗体定性、トキソプラズマ抗体半定量						
		3 抗streptトキナーゼ（A S K）定性、抗streptトキナーゼ（A S K）半定量						試薬製造中止
		4 マイコプラズマ抗体半定量	血清	ゼラチン粒子凝集法(PA法)	SO-第1-00142			
		5 梅毒血清反応（S T S）定量	血清	ラテックス凝集法	SO-第1-00065			
		6 梅毒トレポネーマ抗体定量	血清	ラテックス凝集法	SO-第1-00066			
		7 アデノウイルス抗原定性（糞便）	便	ラビッドテスト ロタ-アデノⅡ	SO-第2-00131			
		8 ロタウイルス抗原定性（糞便）	便	ラビッドテスト ロタ-アデノⅡ	SO-第2-00131			
		9 ヘリコバクター・ピロリ抗体定性・半定量、クラミドフィラ・ニューモニエ I g G抗体						

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		1 0 クラミドフィラ・ニューモニエ I g A 抗体						
		1 1 ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（1 項目当たり）						
		1 2 -ヘリコバクター・ピロリ抗体	血清	ラテックス凝集法	SO-第1-00064			
		1 3 H T L V - I 抗体半定量						
		1 4 トキソプラズマ抗体						
		1 5 トキソプラズマ I g M 抗体						
		1 6 H I V - 1, 2 抗体定性	血清	イムノクロマト法	SO-第1-00181			
		1 7 抗酸菌抗体定量、H I V - 1 抗体、抗酸菌抗体定性						
		1 8 A 群 β 溶連菌迅速試験定性	咽頭拭い液	イムノクロマト法	SO-第1-00146			
		1 9 H I V - 1, 2 抗原・抗体同時測定定量	血清	化学発光免疫測定法 (CLIA 法)	SO-第1-00091			
		2 0 ヘモフィルス・インフルエンザ b 型 (H i b) 抗原定性（尿・髄液）						
		2 1 -梅毒トレポネーマ抗体（F T A - A B S 試験）定性、梅毒トレポネーマ抗体（F T A - A B S 試験）半定量						
		2 2 インフルエンザウイルス抗原定性	鼻腔拭い液	イムノクロマト法	SO-第1-00147			
		2 3 R S ウイルス抗原定性	鼻腔拭い液	イムノクロマト法	SO-第1-00145			
		2 4 ヘリコバクター・ピロリ抗原定性、ヒトメタニューモウイルス抗原定性						
		ヘリコバクター・ピロリ抗原定性	便	クイックナビH,ピロリ	SO-第2-00129			
		ヒトメタニューモウイルス抗原定性	鼻腔拭い液	イムノクロマト法	SO-第1-00149			
		2 5 肺炎球菌抗原定性（尿・髄液）	尿	イムノクロマト法	SO-第1-00148			
		2 6 ノロウイルス抗原定性、インフルエンザ菌（無莢膜型）抗原定性、マイコプラズマ抗原定性（免疫クロマト法）						
		ノロウイルス抗原定性	便	イムノキャッチー・ノロ Plus	SO-第2-00128			
		マイコプラズマ抗原定性（免疫クロマト法）	咽頭拭い液	イムノクロマト法	SO-第1-00173			
		2 7 クラミドフィラ・ニューモニエ I g M 抗体						
		2 8 クラミジア・トラコマチス抗原定性						
		2 9 アスペルギルス抗原						
		3 0 D -アラビニトール						
		3 1 大腸菌 O157 抗体定性、H T L V - I 抗体						
		3 2 大腸菌 O157 抗原定性						試薬製造中止
		3 3 クリプトコックス抗原半定量	血清	ラテックス凝集法	SO-第1-00153			
		3 4 マイコプラズマ抗原定性（F A 法）						
		3 5 クリプトコックス抗原定性						
		3 6 大腸菌血清型別						
		3 7 淋菌抗原定性、単純ヘルペスウイルス抗原定性						
		3 8 アデノウイルス抗原定性（糞便を除く。）	咽頭拭い液	イムノクロマト法	SO-第1-00150			
		3 9 肺炎球菌莢膜抗原定性（尿・髄液）						
		4 0 ブルセラ抗体定性、ブルセラ抗体半定量、グロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体						
		4 1 （1 → 3） - β - D - グルカン						
		4 2 グロブリンクラス別ウイルス抗体価（1 項目当たり）	血清 髄液	ELISA 法	SO-第1-00191 SO-第1-00192 SO-第1-00193			院内検査へ
		4 3 ツツガムシ抗体定性、ツツガムシ抗体半定量						
		4 4 単純ヘルペスウイルス抗原定性（角膜）、単純ヘルペスウイルス抗原定性（性器）、アニサキス I g G ・ I g A 抗体						
		4 5 レジオネラ抗原定性（尿）	尿	イムノクロマト法	SO-第1-00151			

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		4 6 百日咳菌抗原定性						
		4 7 赤痢アメーバ抗体半定量、赤痢アメーバ抗原定性						
		4 8 水痘ウイルス抗原定性（上皮細胞）						
		4 9 デングウイルス抗原定性、 デングウイルス抗原・抗体同時測定定性、白癬菌抗原定性						
		5 0 エンドトキシン						
		5 1 百日咳菌抗体						
		5 2 H I V－1 抗体（ウェスタンブロット法）						試薬製造中止
		5 3 結核菌群抗原定性						
		5 4 サイトメガロウイルスpp65抗原定性						
		5 5 H I V－2 抗体（ウェスタンブロット法）						
		5 6 H T L V－I 抗体 （ウェスタンブロット法及びラインブロット法）	血清	ラインブロット法	SO-第1-00179			
		5 7 H I V 抗原						
		5 8 H I V－1 特異抗体・H I V－2 特異抗体						
		5 9 抗トリコスポロン・アサヒ抗体						
		6 0 鳥特異的 I g G 抗体						
		6 1 抗アデノ随伴ウイルス9 型（A A V 9）抗体						
	D 0 1 3 肝炎ウイルス関連検査							
		1 H B s 抗原定性・半定量						
		2 H B s 抗体定性、H B s 抗体半定量						
		4 H B e 抗原、H B e 抗体						
		H B e 抗原	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SO-第1-00092			
		H B e 抗体	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SO-第1-00093			
		5 H C V コア蛋白	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SO-第1-00121			
		6 H B c 抗体半定量・定量	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SO-第1-00095			
		7 H C V コア抗体						
		8 H A－I g M 抗体、H A 抗体、H B c－I g M 抗体						
		9 H C V 構造蛋白及び非構造蛋白抗体定性、 H C V 構造蛋白及び非構造蛋白抗体半定量						
		1 0 H E－I g A 抗体定性						
		1 1 H C V 血清群別判定						
		1 2 H B V コア関連抗原（H B c r A g）						
		1 3 デルタ肝炎ウイルス抗体						
		1 4 H C V 特異抗体価、H B V ジェノタイプ判定						
	D 0 1 4 自己抗体検査							
		1 寒冷凝集反応	血清	赤血球凝集法	SO-第1-00157			
		3 抗サイログロブリン抗体半定量、 抗甲状腺マイクロゾーム抗体半定量						試薬製造中止
		4 Donath－L andsteiner 試験						
		5 抗核抗体（蛍光抗体法）定性、 抗核抗体（蛍光抗体法）半定量、抗核抗体（蛍光抗体法）定量	血清	間接蛍光抗体法	SO-第1-00162 SO-第1-00163			
		6 抗核抗体（蛍光抗体法を除く。）、抗インスリン抗体						
		7 抗ガラクトース欠損 I g G 抗体定性、 抗ガラクトース欠損 I g G 抗体定量						
		8 マトリックスメタロプロテイナーゼ－3（M M P－3）	血清	ラテックス凝集法	SO-第1-00067			
		9 抗 J o－1 抗体定性、抗 J o－1 抗体半定量、 抗 J o－1 抗体定量、抗サイログロブリン抗体						
		1 0 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体						

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		1 1 抗 R N P 抗体定性、抗 R N P 抗体半定量、抗 R N P 抗体定量						
		1 2 抗 S m 抗体定性、抗 S m 抗体半定量、抗 S m 抗体定量						
		1 3 C 1 q 結合免疫複合体						
		1 4 抗 S c l − 70 抗体定性、抗 S c l − 70 抗体半定量、抗 S c l − 70 抗体定量						
		1 5 抗 S S − B ／ L a 抗体定性、 抗 S S − B ／ L a 抗体半定量、抗 S S − B ／ L a 抗体定量						
		1 6 抗 S S − A ／ R o 抗体定性、 抗 S S − A ／ R o 抗体半定量、抗 S S − A ／ R o 抗体定量						
		1 7 抗 D N A 抗体定量、抗 D N A 抗体定性						
		1 8 抗 R N A ポリメラーゼⅢ抗体						
		1 9 抗セントロメア抗体定量、抗セントロメア抗体定性						
		2 0 抗ミトコンドリア抗体定性、抗ミトコンドリア抗体半定量	血清	間接蛍光抗体法	SO-第1-00159			
		2 1 抗ミトコンドリア抗体定量						
		2 2 抗 A R S 抗体						
		2 3 モノクローナル R F 結合免疫複合体						
		2 4 I g G 型リウマトイド因子、 抗シトルリン化ペプチド抗体定性、 抗シトルリン化ペプチド抗体定量						
		2 5 抗 L K M − 1 抗体						
		2 6 抗 T S H レセプター抗体（ T R A b ）	血清	電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	SO-第1-00115			
		2 7 抗カルジオリピン β 2 グリコプロテイン I 複合体抗体						
		2 8 抗カルジオリピン I g G 抗体、 抗カルジオリピン I g M 抗体、 抗 β 2 グリコプロテイン I I g G 抗体、 抗 β 2 グリコプロテイン I I g M 抗体						
		2 9 I g G 2 （ T I A 法によるもの）						
		3 0 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体（ M P O − A N C A ）	血清	蛍光酵素免疫測定法（FEIA法）	SO-第1-00189			
		3 1 抗好中球細胞質プロテイナーゼ 3 抗体（ P R 3 − A N C A ）	血清	蛍光酵素免疫測定法（FEIA法）	SO-第1-00190			
		3 2 抗糸球体基底膜抗体（抗 G B M 抗体）						
		3 3 抗デスモグレイン 3 抗体、抗 B P 180 − N C 16 a 抗体						
		3 4 抗 M D A 5 抗体、抗 T I F 1 − γ 抗体、抗 M i − 2 抗体						
		3 5 ループスアンチコアグラント定量、 ループスアンチコアグラント定性	血漿	LAテスト「グラディポア」	SO-第2-00036			
		3 6 抗好中球細胞質抗体（ A N C A ）定性						
		3 7 抗デスモグレイン 1 抗体						
		3 8 甲状腺刺激抗体（ T S A b ）						
		3 9 I g G 4	血清	免疫比濁法	SO-第1-00182			
		4 0 I g G 2 （ネフェロメトリー法によるもの）						
		4 1 抗 G M 1 I g G 抗体、抗 G Q 1 b I g G 抗体						
		4 2 抗デスモグレイン 1 抗体、 抗デスモグレイン 3 抗体及び抗 B P 180 − N C 16 a 抗体同時測定						
		4 3 抗アセチルコリンレセプター抗体（抗 A C h R 抗体）						
		4 4 抗グルタミン酸レセプター抗体						
		4 5 抗アクアポリン 4 抗体、抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体、 抗 P ／ Q 型電位依存性カルシウムチャネル抗体（抗 P ／ Q 型 V G C C 抗体）						
		4 6 抗 H L A 抗体（スクリーニング検査）						
		4 7 抗 H L A 抗体（抗体特異性同定検査）						
	D 0 1 5 血漿蛋白免疫学的検査							
		1 C 反応性蛋白（ C R P ）定性						

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		2 赤血球コプロポルフィリン定性、 グルコース－6－ホスファターゼ（G－6－P ase）						
		3 グルコース－6－リン酸デヒドロゲナーゼ（G－6－P D）定性、 赤血球プロトポルフィリン定性						
		4 血清補体価（CH50）	血清	Mayer法	SO-第1-00068			
		5 クリオグロブリン定性、クリオグロブリン定量	血清	寒冷沈殿法	SO-第1-00140			
		6 血清アミロイドA蛋白（S A A）	血清	ラテックス凝集法	SO-第1-00069			
		7 トランスフェリン（T f）	血清	免疫比濁法	SO-第1-00071			
		9 セルプラスミン						
		1 0 非特異的 I g E 定量	血清	酵素免疫測定法（EIA法）	SO-第1-00088			
		1 1 β 2－マイクログロブリン	血清・尿	ラテックス凝集法	SO-第1-00073 SO-第1-00123			
		1 2 トランスサイレチン（プレアルブミン）	血清	免疫比濁法	SO-第1-00072			
		1 3 特異的 I g E 半定量・定量	血清	蛍光酵素免疫測定法(FEIA法)	SO-第1-00136			
		1 4 α 1－マイクログロブリン	尿	免疫比濁法	SO-第1-00126			
		1 5 レチノール結合蛋白（R B P）	血清	免疫比濁法	SO-第1-00070			
		1 6 C 3 プロアクチベータ						
		1 7 免疫電気泳動法（抗ヒト全血清）、 インターロイキン－6（I L－6）						
		1 8 ヘモペキシン						
		1 9 T A R C						
		2 0 A P R スコア定性						
		2 1 アトピー鑑別試験定性						
		2 2 B e n c e J o n e s 蛋白同定（尿）						
		2 3 癌胎児性フィブロネクチン定性（頸管腔分泌液）						
		2 4 免疫電気泳動法（特異抗血清）	血清・尿	アガロースゲル電気泳動法	SO-第1-00138			免疫固定法測定
		2 5 C 1 インアクチベータ						
		2 6 S C C A 2						
		2 7 免疫グロブリンL 鎖 κ ／ λ 比						
		2 8 インターフェロン－ λ 3（I F N－ λ 3）、 s F l t－1／P I G F 比						
		2 9 免疫グロブリン遊離L 鎖 κ ／ λ 比						
		3 0 結核菌特異的インターフェロン－ γ 産生能	血漿	ELISA法	SO-第1-00164			
	D 0 1 6 細胞機能検査							
		1 B細胞表面免疫グロブリン						
		2 T細胞サブセット検査（一連につき）						
		3 T細胞・B細胞百分率						
		4 顆粒球機能検査（種目数にかかわらず一連につき）	血液	白血球墨粒貪食能試験 NBT還元試験	SO-第2-00048 SO-第2-00049			
		5 顆粒球スクリーニング検査（種目数にかかわらず一連につき）						
		6 赤血球・好中球表面抗原検査						
		7 リンパ球刺激試験（L S T）						
		D 0 0 6－1 0 C C R 4 タンパク（フローサイトメトリー法）						
16 微生物学的検査								
	D 0 1 7 排泄物、滲出物又は 分泌物の細菌顕微鏡検査							
		2 保温装置使用アメーバ検査						
	D 0 1 9－2 酵母様真菌薬剤感受性検査							

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		酵母様真菌薬剤感受性検査	血液 穿刺液	酵母用真菌DP47“米研”	SO-第4-00003			
	D 0 2 1 抗菌菌同定 （種目数にかかわらず一連につき）							
		抗酸菌同定（種目数にかかわらず一連につき）	喀痰 分泌液	MALDI Biotyper	SO-第4-00005			
	D 0 2 2 抗酸菌薬剤感受性検査 （培地数に関係なく）							
		抗酸菌薬剤感受性検査（培地数に関係なく）	喀痰 分泌液	ブロスミックSGM ブロス ミックRGM ブロスミックMTB-I	SO-第4-00006	試薬変更	2024.3-18	
	D 0 2 3 - 2 その他の微生物学的検査							
		1 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2'（P B P 2'）定性	血液 穿刺液	ブドウ球菌キットMRSA-LA「生研」	SO-第4-00031			
		2 尿素呼気試験（U B T）	呼気	H.pylori感染診断用剤ユービット錠	SO-採血-00001			
		3 大腸菌ペロトキシン定性	便	デュオパス・ペロトキシン	SO-第4-00009			
		4 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出						
17 遺伝子関連検査・染色体検査								
	a-1 体細胞遺伝子検査 (血液腫瘍 移植などの造血器関連検体 生殖由来細胞) (NGS以外)							
		D 0 0 6 - 2 造血器腫瘍遺伝子検査	血液 骨髓液	RT-nested-PCR法	SO-第1-00305			
		D 0 0 6 - 3 B C R - A B L 1 1 M a j o r B C R - A B L 1（mRNA定量（国際標準値）） 2 m i n o r B C R - A B L m R N A						
		D 0 0 6 - 6 免疫関連遺伝子再構成						
		D 0 0 6 - 9 W T 1 m R N A						
		D 0 0 6 - 1 1 F I P 1 L 1 - P D G F R α融合遺伝子検査						
		D 0 0 6 - 1 3 骨髓微小残存病変量測定						
		D 0 0 6 - 1 4 F L T 3遺伝子検査						
		D 0 0 6 - 1 6 J A K 2遺伝子検査						
		D 0 0 6 - 1 7 N u d i x h y d r o l a s e 1 5（NUDT15）遺伝子多型						
		D 0 0 6 - 2 0 角膜ジストロフィー遺伝子検査						
		D 0 0 6 - 2 5 C Y P 2 C 9遺伝子多型						
		D 0 0 6 - 2 8 Y染色体微小欠失検査						
	a-2 体細胞遺伝子検査 (固形腫瘍などの病理検体) (NGS以外)							
		D 0 0 6 - 8 サイトケラチン19（K R T 1 9） m R N A検出						
		D 0 0 6 - 1 2 E G F R遺伝子検査（血漿）						
		D 0 0 6 - 1 5 膀胱がん関連遺伝子検査						
		D 0 0 6 - 1 8 B R C A 1 / 2 遺伝子検査						
		D 0 0 6 - 1 9 がんゲノムプロファイリング検査						
		D 0 0 6 - 2 2 R A S遺伝子検査（血漿）						
		D 0 0 6 - 2 3 遺伝子相同組換え修復欠損検査						
		D 0 0 6 - 2 4 肺癌関連遺伝子多項目同時検査						
		D 0 0 6 - 2 7 悪性腫瘍遺伝子検査（血液・血漿）						

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		R O S 1 融合遺伝子検査 A L K 融合遺伝子検査 M E T e x 1 4 遺伝子検査 N T R K 融合遺伝子検査						
		D 0 0 4 - 2 悪性腫瘍組織検査 1 悪性腫瘍遺伝子検査 2 抗悪性腫瘍剤感受性検査						
	b 病原体核酸同定 (D023 微生物核酸同定・定量検査) (NGS以外)							
		1 細菌核酸検出（白血球）（1 菌種あたり）						
		2 クラミジア・トラコマチス核酸検出						
		3 淋菌核酸検出						
		4 H B V 核酸定量	血漿	リアルタイムPCR法	SO-第1-00301			
		5 淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出						
		6 マイコプラズマ核酸検出						
		7 レジオネラ核酸検出						
		8 E B ウイルス核酸定量						
		9 H C V 核酸検出						
		1 0 H P V 核酸検出						
		1 1 H P V 核酸検出（簡易ジェノタイプ判定）						
		1 2 百日咳菌核酸検出、肺炎クラミジア核酸検出						
		1 3 結核菌群核酸検出	喀痰	リアルタイムPCR法	SO-第1-00303			
		1 4 マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー（M A C ）核酸検出	喀痰	リアルタイムPCR法	SO-第1-00304			
		1 5 H C V 核酸定量	血漿	リアルタイムPCR法	SO-第1-00302			
		1 6 H B V 核酸ブレコア変異及びコアプロモーター変異検出、 ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出、S A R S コロナウイルス核酸検出、 H T L V - 1 核酸検出、単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量、 サイトメガロウイルス核酸定量						
		1 7 H I V - 1 核酸定量						
		1 8 サイトメガロウイルス核酸検出						
		1 9 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出、 結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子検出、結核菌群イソニアジド耐性遺伝子検出						
		2 0 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出						
		2 1 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出						
		2 2 H P V ジェノタイプ判定						
		2 3 H I V ジェノタイプ薬剤耐性						
	c 染色体検査(NGS以外)							
		D 0 0 6 - 5 染色体検査（全ての費用を含む。） 1 F I S H 法を用いた場合 2 その他の場合	その他	RPMI1640溶液 トリプシン ギムザ染色液 ヘキスト33258 キナクリンマスタード	SO-第2-00050 SO-第2-00052			
	d 生殖細胞系列遺伝子検査 (NGS以外)							
		D 0 0 6 - 4 遺伝学的検査						
		D 0 0 6 - 7 U D P グルクロン酸転移酵素遺伝子多型						

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		D 0 0 6－2 6 染色体構造変異解析						
	e NGS (保険収載項目のみ 病原体核酸同定 体細胞遺伝子検査 染色体検査 生殖細胞系列遺伝子検査)							
		病原体核酸同定：N G S（保険収載項目のみ）						
		体細胞遺伝子検査：N G S（保険収載項目のみ）						
		染色体検査：N G S（保険収載項目のみ）						
		生殖細胞系列遺伝子検査：N G S（保険収載項目のみ）						
18 その他検査								
	B001 2 特定薬剤治療管理料 (薬剤血中濃度測定)							
		ジギタリス製剤	血清	ラテックス凝集法	SO-第1-00053			
		抗てんかん剤	血清	ラテックス凝集法	SO-第1-00057 SO-第1-00058			
		免疫抑制剤						
		テオフィリン製剤	血清	ラテックス凝集法	SO-第1-00054			
		不整脈用剤						
		ハロペリドール製剤、プロムペリドール製剤						
		リチウム製剤						
		バルプロ酸ナトリウム、カルバマゼピン						
		バルプロ酸ナトリウム	血清	ラテックス凝集法	SO-第1-00055			
		カルバマゼピン	血清	ラテックス凝集法	SO-第1-00056			
		シクロスポリン	血液	電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	SO-第1-00097			
		タクロリムス水和物	血液	電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	SO-第1-00098			
		サリチル酸系製剤（アスピリン他）						
		メトトレキサート	血清	化学発光免疫測定法（CLIA法）	SO-第1-00099			
		エベロリム						
		アミノ配糖体抗生物質、 グリコペプチド系抗生物質（バンコマイシン、テイコブラニン）、 トリアゾール系抗真菌剤（ボリコナゾール）						
		アミノ配糖体抗生物質（ゲンタマイシン）	血清	化学発光免疫測定法（CLIA法）	SO-第1-00059			
		バンコマイシン	血清	化学発光免疫測定法（CLIA法）	SO-第1-00097			
		トリアゾール系抗真菌剤（ボリコナゾール）						
		イマチニブ						
		シロリスム製剤						
		スニチニブ（抗悪性腫瘍剤として投与）						
		治療抵抗性統合失調症治療薬（クロザピン）						
		サリドマイド製剤及びその誘導体 （サチドマイド、レナリドミド、ボマリドミド）						
特定プログラム I								
21 特定健診 (メタボリックシンドローム健診)に関する検査								
	a 基本的な健診項目							
		中性脂肪						
		HDLコレステロール						
		LDLコレステロール						
		血糖						

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		ヘモグロビン A1c (HbA1c)						
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)						
		アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)						
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)						
		尿糖						
		尿蛋白						
	b 詳細な健診項目							
		赤血球数						
		血色素測定(Hb)						
		ヘマトクリット値(Ht)						
		クレアチニン						
病理学的検査								
31 病理組織標本作製								
	N 0 0 0 病理組織標本作製							
		1 組織切片によるもの（1 臓器につき）	組織	パラフィンブロック	SO-病理-00002			
		2 セルブロック法によるもの（1 部位につき）	穿刺液	パラフィンブロック	SO-病理-00106			
	N 0 0 1 電子顕微鏡病理組織標本作製 （1 臓器につき）							
		電子顕微鏡病理組織標本作製（1 臓器につき）						
	N 0 0 2 免疫染色（免疫抗体法） 病理組織標本作製							
		1 エストロジェンレセプター	組織	免疫組織化学染色法	SO-病理-00051	BenchMark ULTRA PLUS 追加	2024/3/28	
		2 プロジェステロンレセプター	組織	免疫組織化学染色法	SO-病理-00052	BenchMark ULTRA PLUS 追加	2024/3/28	
		3 H E R 2 タンパク	組織	免疫組織化学染色法	SO-病理-00053	BenchMark ULTRA PLUS 追加	2024/3/28	
		4 E G F R タンパク						
		5 C C R 4 タンパク						
		6 A L K 融合タンパク	組織	免疫組織化学染色法	SO-病理-00054			
		7 C D 3 0						
		8 その他（1 臓器につき）	組織	免疫組織化学染色法	SO-病理-00056	BenchMark ULTRA PLUS 追加	2024/3/28	
	N 0 0 3 術中迅速病理組織標本作製 （1 手術につき）							
		術中迅速病理組織標本作製（1 手術につき）	組織	凍結切片	SO-病理-00003			
	N 0 0 3－2 迅速細胞診							
		迅速細胞診	穿刺液	細胞診標本作製	SO-病理-00106			
	N 0 0 4 細胞診（1 部位につき）							
		1 婦人科材料等によるもの	擦過細胞	細胞診標本作製	SO-病理-00102			
		2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの	穿刺液	細胞診標本作製	SO-病理-00103			
	N 0 0 5 H E R 2 遺伝子標本作製							
	N 0 0 5－2 A L K 融合遺伝子標本作製	H E R 2 遺伝子標本作製						
		A L K 融合遺伝子標本作製						

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
	N 0 0 5 - 3 P D - L 1 タンパク免疫染色 （免疫抗体法）病理組織標本作製							
		P D - L 1 タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製	組織	免疫組織化学染色法	SO-病理-00055、 SO-病理-00057			
32 病理診断								
	N 0 0 6 病理診断							
		1 組織診断料	組織	鏡検法	SO-病理-00001			
		2 細胞診断料	細胞	鏡検法	SO-病理-00105			
生理学的検査								
101 生理学的検査								
	a 呼吸機能検査							
	D 2 0 0 スパイログラフィー等検査							
		1 肺気量分画測定（安静換気量測定及び最大換気量測定を含む。）		呼気吸気肺活量	SO-生理-00003			
		2 フローボリュームカーブ（強制呼出曲線を含む。）		努力肺活量	SO-生理-00003			
		3 機能的残気量測定		He閉鎖回路法	SO-生理-00004			
	D 2 0 2 肺内ガス分布							
		2 クロージングボリューム測定		レジデントガス法（単一呼吸法）	SO-生理-00006			
	D 2 0 3 肺胞機能検査							
		1 肺拡散能力検査		1回呼吸法	SO-生理-00005			
	b 循環機能検査							
	D 2 0 8 心電図検査							
		1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導		FCP-7431,7541,9800	SO-生理-00001			
	D 2 0 9 負荷心電図検査							
		負荷心電図検査		FCP-7541,9800	SO-生理-00014			
	D 2 1 0 ホルター型心電図検査							
		ホルター型心電図検査		FM-980,SCM-8000, FCP-8800,7431,7541,9800	SO-生理-00021			
	c 超音波検査							
	D 2 1 5 超音波検査							
		心臓超音波検査	患者	ARIETTA 750SE ARIETTA 850DI 01 ARIETTA 850DI 02 Prosound F75	SO-超-00002 SO-超-00006 SO-超-00016 SO-超-00017	ARIETTA 850DI 02 追加	2024/3/31	
		腹部超音波検査	患者	ARIETTA 750SE ARIETTA 850DI 01 ARIETTA 850DI 02 EPIQ7G Prosound F75 Aplio i800 LOGIQ S8FS	SO-超-00001 SO-超-00003 SO-超-00006 SO-超-00008 SO-超-00015 SO-超-00016 SO-超-00017	ARIETTA 850DI 02 追加	2024/3/31	
		体表(甲状腺・乳房)超音波検査	患者	ARIETTA 750SE ARIETTA 850DI 01 ARIETTA 850DI 02 EPIQ7G Prosound F75 Aplio i800 LOGIQ S8FS	SO-超-00009 SO-超-00010 SO-超-00003 SO-超-00006 SO-超-00008 SO-超-00015 SO-超-00016 SO-超-00017	ARIETTA 850DI 02 追加	2024/3/31	

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		血管超音波検査	患者	ARIETTA 750SE ARIETTA 850DI 01 ARIETTA 850DI 02 EPIQ7G Prosound F75 Aplio i800 LOGIQ S8FS	SO-超-00012 SO-超-00003 SO-超-00006 SO-超-00008 SO-超-00015 SO-超-00016 SO-超-00017	ARIETTA 850DI 02 追加	2024/3/31	
	D 251-2 肝硬度測定							
		肝硬度測定	患者	LOGIQ S8FS	SO-超-00015			
	D 251-3 超音波エラストグラフィー							
		超音波エラストグラフィー	患者	ARIETTA 750SE ARIETTA 850DI 01 ARIETTA 850DI 02 EPIQ7G Aplio i800 LOGIQ S8FS	SO-超-00003 SO-超-00008 SO-超-00015 SO-超-00016 SO-超-00017	ARIETTA 850DI 02 追加	2024/3/31	
	d 脳波検査							
	D 2 3 5 脳波検査 （過呼吸、 光及び音刺激による負荷検査を含む。）							
		脳波検査（過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。）	患者、 生体、 頭部	EEG-1218、EEG-1214	SO-生理-00008			
	D 2 3 6 脳誘発電位検査 (体性感覚誘発電位 視覚誘発電位 聴性誘発反応検査 脳波聴力検査 脳幹反応聴力検査 中間潜時反応聴力検査)							
		聴性誘発反応検査、 脳波聴力検査、 脳幹反応聴力検査、 中間潜時反応聴力検査	患者、 生体、 頭部	MEB-2208	SO-生理-00010			
		体性感覚誘発電位	患者、 生体、 頭部	MEB-2208	SO-生理-00011			
		視覚誘発電位	患者、 生体、 頭部	MEB-2208	SO-生理-00012			